

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



### Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however , we are not able to contact all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: [facadm16@gmail.com](mailto:facadm16@gmail.com) to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



# Module de Biophysique

OPTIQUE GEOMETRIQUE ET BIOPHYSIQUE DE LA VISION


## OPTIQUE GEOMETRIQUE

### Instrument d'optique : La loupe

Professeur M. SAIGHI

# Instrument d'optique : La loupe

Pour une lentille convergente, lorsque l'objet  $AB$  est entre  $O$  et  $F$ , l'image  $A'B'$  est virtuelle et agrandie, et il faut regarder à travers la lentille pour la voir: la lentille convergente agit comme une **loupe**.



# 1- mise au point- latitude de mise au point

Mettre au point c'est amener l'image A'B' entre le PP et le PR de l'œil.

- Image finale au PR

$$* A_1 \xrightarrow{L_1} A'_1 (PR) \Rightarrow \frac{1}{\overline{O_1 A_1}} = \frac{1}{\overline{O_1 PR}} - \frac{1}{\overline{O_1 F'_1}} \Rightarrow \overline{O_1 A_1} =$$

- \* Image finale au PP

$$* A_2 \xrightarrow{L_2} A'_2 (PP) \Rightarrow \frac{1}{\overline{O_1 A_2}} = \frac{1}{\overline{O_1 PP}} - \frac{1}{\overline{O_1 F'_1}} \Rightarrow \overline{O_1 A_2} =$$

*la latitude de mise au point est :  $L = |\overline{O_1 A_2} - \overline{O_1 A_1}|$*

$$\text{on l'écrit: } L = (\overline{O_1 F'_1})^2 \left( \frac{1}{\overline{F'_1 PR}} - \frac{1}{\overline{F'_1 PP}} \right)$$

$$\text{si l'oeil est en } F'_1 \text{ on a : } L = f^2 \left( \frac{1}{\overline{OPR}} - \frac{1}{\overline{OPP}} \right) = f^2 A; \quad \text{avec : } \overline{O_1 F'_1} = f$$

## 2- Puissance d'une loupe (en dioptrie : $\delta$ ou $\text{m}^{-1}$ )

$$P = \left| \frac{\alpha'}{AB} \right| = \frac{1}{f} \left( 1 - \frac{OF_1'}{OA'} \right) \text{ avec } A' \text{ au } PP \text{ ou au } PR$$


Cas particuliers : puissance intrinsèque

$$* \text{ image à } A'B' \text{ l'infini : } P = P_i = \frac{1}{OF'} = \frac{1}{f}$$

$$* \text{ si l'oeil est en } F_1' \text{ on a : } OF_1' = 0 \Rightarrow P = P_i = \frac{1}{OF'} = \frac{1}{f}$$

### 3- grossissement de la loupe

$$G = \left| \frac{\alpha'}{\alpha} \right|$$



$\alpha$  : angle sous lequel l'œil voit l'objet AB au PP

(PP)

*pour les angles faibles :  $\text{tg } \alpha \approx \alpha = \frac{AB}{OPP}$*

$$G = |P \cdot \overline{OPP}|$$

- Grossissement commercial (  $P = P_i$  et PP à 25 cm

$$G = P_i \cdot 0,25 = \frac{P_i}{4}$$


### 4- Pouvoir séparateur du système loupe-œil

$$P = \frac{\alpha'}{AB} = \frac{\varepsilon}{AB} \Rightarrow AB = \frac{\varepsilon}{P}$$



# Le microscope

Dans un microscope composé, la première lentille  $L_1$  est l'**objectif** et la deuxième  $L_2$  est l'**oculaire**. L'objectif forme une image agrandie de l'objet en un point situé à une distance de l'oculaire qui est inférieure (ou égale) à sa distance focale  $f_{oc}$ . L'oculaire joue alors le rôle d'une loupe simple.



## 1- mise au point- latitude de mise au point

Mettre au point c'est amener l'image finale  $A''B''$  entre le PP et le PR de l'œil.

on notera :  $O_1F'_1 = f_1$  et  $O_2F'_2 = f_2$

\*Image finale au PR ( $A''_1$ ) :  $A_1 \xrightarrow{L_1} A'_1 \xrightarrow{L_2} A''_1(PR)$

$$* \quad \frac{1}{O_2F'_2} = \frac{1}{O_2PR} - \frac{1}{O_2A'_1} \quad \text{et} \quad \frac{1}{O_1F'_1} = \frac{1}{O_1A'_1} - \frac{1}{O_1A_1} \Rightarrow \text{on calcule } \overline{O_1A_1} =$$

$$A_2 \xrightarrow{L_1} A'_2 \xrightarrow{L_2} A''_2(PP)$$

\*Image finale au PR ( $A''_1$ ) :

$$* \quad \frac{1}{O_2F'_2} = \frac{1}{O_2PP} - \frac{1}{O_2A'_2} \quad \text{et} \quad \frac{1}{O_1F'_1} = \frac{1}{O_1A'_2} - \frac{1}{O_1A_2} \Rightarrow \text{on calcule } \overline{O_1A_2} =$$

$$\text{latitude: } L = |\overline{O_1A_2} - \overline{O_1A_1}|$$



## 2- Puissance du microscope (en dioptrie : $\delta$ ou $\text{m}^{-1}$ )

-- Cas général

$$P = \left| \frac{\alpha'}{AB} \right| = \left| \frac{A'B'}{AB} \cdot \frac{\alpha'}{A'B'} \right| = \gamma(L_1) \cdot P(L_2) = \frac{O_1 A'}{O_1 A} \cdot \frac{1}{O_2 F_2'} \left( 1 - \frac{O F_2'}{O A''} \right)$$

-- cas particulier : image finale  $A''B''$  à l'infini (vision à l'infini = œil au repos). Puissance intrinsèque  $P = P_i$

$A''B''$  à l'infini  $\rightarrow A'B'$  en  $F_2 \rightarrow P(L_2) = 1/f_2$

et  $\gamma(L_1) = \Delta/f_1$  avec :  $\Delta = O_1 O_2 - (f_1 + f_2)$

$$\text{on obtient : } P_i = \frac{\Delta}{f_1 \cdot f_2} = \Delta \cdot C_1 \cdot C_2$$

### 3- Grossissement du microscope

$$G = \left| \frac{\alpha'}{\alpha} = |P. \overline{OPP}| \right|$$

- Grossissement commercial

$$G = P_i \cdot 0,25 = \frac{P_i}{4}$$

### 4- Pouvoir séparateur du système œil-microscope

$$P = \frac{\alpha'}{AB} = \frac{\varepsilon}{AB} \Rightarrow AB = \frac{\varepsilon}{P}$$